

BW-A168 DuRed 核酸染料（10,000× 水溶液）

产品组分

Catalog#	BW-A168
DuRed 核酸染料	500ul

产品介绍

DuRed 是一种可以替代溴化乙锭(EB)的新型核酸染料，具有灵敏度高，热稳定性强等诸多优势，对微量 DNA，尤其是微量小分子 DNA 具有更高的检测灵敏度。经本品染色的 DNA 条带在紫外光透射下呈现红色荧光，适用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳中的 dsDNA、ssDNA 及 RNA 染色。

储存条件及注意事项

4℃避光可保存 12 个月。

产品特点

- 无毒性：DuRed 独特的油性和大分子量特点使其不能穿透细胞膜进入细胞内，艾姆斯氏试验结果也表明，该染料的诱变性远远小于 EB。
- 灵敏度高：适用于各种大小片段的电泳染色，对核酸迁移的影响小于 SYBR Green I。
- 稳定性高：适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶；室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定，耐光性强。
- 信噪比高：样品荧光信号强，背景信号低。
- 操作简单：与 EB 一样，在预制胶和电泳过程中染料不降解；而电泳后染色过程也只需 30 分钟且无需脱色或冲洗，即可直接用紫外凝胶透射仪观察。
- 适用范围广：可选择电泳前染色（胶染法）或电泳后染色（泡染法）；适用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳；可用于 dsDNA、ssDNA 或 RNA 染色。
- 与 EB 有相同的光谱特性，无需改变滤光片及观察装置：标准的 EB 滤光片或 SYBR 滤光片都适用，使用与观察 EB 相同的普通紫外凝胶透射仪观察即可，在 300nm 紫外光附近可得到最佳激发。但是 DuRed 不能被 488nm

氩离子激光器或相似波长的可见光完全激发，因此不推荐使用此类激发装置的成像系统。对于此类装置，我们推荐您使用 DuGreen (Cat#A170)，它和SYBR Green I 的光谱相似，灵敏度相当，但更加稳定。

使用方法

1. 胶染法 (用法同 EB)(推荐方法)

- (1)制胶时加 DuRed 核酸染料(例如:每 50mL 琼脂糖溶液中加入 5 μ L DuRed 10,000 $\times$ 储液，以此比例类推)。
- (2)按照常规方法进行电泳。

注意事项:

此方法染色染料用量相对较少。500 μ L 染料大约可以做100 块50mL 的胶。

由于 DuRed 具有良好的热稳定性，可以在热的琼脂糖溶液中直接添加，而不需要等待溶液冷却。摇晃，振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将 DuRed 储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中，然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。DuRed 兼容所有常用的电泳缓冲溶液。

如果总是看到条带弥散或分离不理想，建议使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在，则说明问题与染料无关，请尝试：降低琼脂糖浓度；选用更长的凝胶；延长凝胶时间以保证边缘清晰；改进上样技巧或选择泡染法染色。

此方法不适合预制聚丙烯酰胺凝胶，对于聚丙烯酰胺凝胶请使用泡染法。

2. 泡染法

- (1)按照常规方法进行电泳。
- (2)用 H₂O 将 DuRed 10,000 $\times$ 储液稀释约 3,300 倍到 0.1M NaCl 中，制成 3 $\times$ 染色液。(例如将 15 μ L DuRed 10,000 $\times$ 储液和 5mL 1M NaCl 加到 45mL H₂O 中)。

(3) 将凝胶小心地放入合适的容器中，如聚丙烯容器中。缓慢加入足量的3×染色液浸没凝胶。室温振荡染色 30min 左右，最佳染色时间根据凝胶厚度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含 3.5~10% 丙烯酰胺的凝胶，染色时间通常介于 30min 到 1h，并随丙烯酰胺含量增加而延长。

注意事项：

- ◆ 用泡染法染色时，染料用量较多。单次使用的染色液可重复使用3 次左右。
- ◆ 3× DuRed 染色液可以大量制备，在室温下避光保存直至用完。

特别提醒：

如果您使用的是紫外成像仪，请选择 DuRed；如果您使用激光成像仪或希望在可见光下观测，请选择 DuGreen。

在极少数情况下，质粒经某些酶切后的 DNA 样品会出现拖尾和分辨率降低，此时建议同时尝试两种染色方法以决定哪种方法更加合适。

相关产品：

目录号	产品名	规格
A168	DuRed 核酸染料（10,000× 水溶液）	500ul
A170	DuGreen 核酸染料（10,000× 水溶液）	500ul

不同核酸染料比较

名称	灵敏度	稳定性	对DNA 迁移的影响	安全性	适用性
DuRed	高	高	条带不弯曲，DNA 片段不迁移	①是一种独特的油性大分子，不易挥发升华，不易吸入人体，不能穿透细胞膜进入活体细胞内，安全无毒。 ②艾姆斯氏测试结果表明，DuRed 在凝胶染色浓度下完全没有诱变性，因此完全没有致癌毒	通用大小片段电泳染色，与EB 有相同的光谱特性，无需改变滤光片及观察装置。标准的EB 滤光片或SYBR 滤光片都适用，使用普通紫外凝胶透射仪观察即可，300nm 紫外光附近可得到最佳激发。
DuGreen	高	高	条带不弯曲，DNA 片段不迁移	①是一种独特的油性大分子，不易挥发升华，不易吸入人体，不能穿透细胞膜进入活体细胞内，安全无毒。 ②艾姆斯氏测试结果表明，DuGreen 在凝胶染色浓度下完全没有诱变性，因此完全没有致癌毒性。	通用大小片段电泳染色，适用于使用 254nm 激发的紫外凝胶透射仪或可见光凝胶透射仪观察。
SYBR Green I	高	低	染料浓度较高时，条带容易弯曲,DNA 片段迁移的现象明显	属花萼染料，能透过细胞膜进入活体细胞内，但容易生物降解，不会在体内残留，安全无毒。	100bp 以上电泳染色，适用于使用 254nm 激发的紫外凝胶透射仪或可见光凝胶透射仪观察。
EB	低	高	条带不弯曲，DNA 片段不迁移	①分子量小，易挥发升华，易吸入人体，不易生物降解，在体内长期残留。 ②艾姆斯氏测试结果表明，EB 容易引起有机体突变，是一种强诱变剂，具有高致癌性。	100bp 以上电泳染色，背景荧光信号高；使用普通紫外凝胶透射仪观察。
Goldview	低	高	条带不弯曲，DNA 片段不迁移	①主要成分为吖啶橙，是一种煤焦油提取物，具有高毒，致癌，高诱变性。 ②易挥发升华，易吸入人体，能穿透细胞膜进入活体细胞内，不易生物降解，在体内长期残留。	100bp 以上电泳染色，背景荧光信号高；适用于使用 254nm 激发的紫外凝胶透射仪或可见光凝胶透射仪观察。