



BIOMIGA 产品索引

2021版V1.1 Product Index



杭州总部

地址：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2636号1幢101室
电话：0571-56391588 传真：0571-56390383
电子邮箱：info@biomiga.com.cn

美国

地址：美国加利福尼亚州圣地亚哥市罗塞尔大街10637号C单元
电话：1-858-597-0602 传真：1-858-538-1698
电子邮箱：info@biomiga.com

嘉兴办事处

地址：浙江省嘉兴市昌盛南路501号浙江欧美生物产业园10号楼2楼
电话：0573-82651205
电子邮箱：market@biomiga.com.cn





Company profile

公司简介

杭州倍沃医学科技有限公司（简称“倍沃医学”或“倍沃”），兄弟公司“Biomiga Inc”位于美国圣地亚哥。倍沃医学立足于分子生物学与诊断等领域，打造具有特色的“产品+服务”模式。公司拥有海内外专家组成的研发团队，创建了高标准的十万级GMP生产车间，取得了ISO9001质量管理体系认证证书。本着“信任源于品质”的经营理念，倍沃医学关注全球需求，竭诚为客户提供优质的产品和良好的技术服务。



倍沃医学科技

第一部分 核酸纯化

重点推荐：磁珠法系列产品

货号	产品名称	规格	目录价(¥)
试剂盒用于快速高效提取1~2 mL菌液的质粒DNA，最高产量可达到20 μg。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化，如Allsheng Auto-Pure。			
BW-MPD1211-A00-00	质粒小量提取试剂盒I (磁珠法)	50 T	189.00
BW-MPD1211-A00-01		250 T	804.00
BW-MPD1211-A00-02		1000 T	3200.00
BW-MPD1211-A32-10	质粒小量提取试剂盒I (磁珠法) 32通道预装版	1x32	169.00
BW-MPD1211-A32-11		10x32	1690.00
BW-MPD1211-A32-12		20x32	3380.00
BW-MPD1211-A96-10	质粒小量提取试剂盒I (磁珠法) 96通道预装版	1x96	507.00
BW-MPD1211-A96-11		4x96	2028.00
BW-MPD1211-A96-12		10x96	5070.00
试剂盒用于快速高效提取<15 mL菌液的质粒DNA，最高产量可达到60 μg。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化，如Allsheng Auto-Pure。			
BW-MPD1213-A00-00	质粒小量提取试剂盒II (磁珠法)	50 T	300.00
BW-MPD1213-A00-01		250 T	1092.00
BW-MPD1213-A00-02		1000 T	4320.00
试剂盒用于快速高效提取<5 mL菌液的质粒DNA，最高产量可达到30 μg。提取的质粒内毒素含量<15 EU/μg，可用于转染各种内毒素敏感性细胞系，原代细胞，或者直接进行微注射。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化。			
BW-MPD1220-A00-00	无内毒素质粒小提试剂盒 (磁珠法)	50 T	432.00
BW-MPD1220-A00-01		250 T	1831.00
BW-MPD1220-A00-02		1000 T	7320.00
试剂盒用于快速高效提取<15 mL菌液的质粒DNA，最高产量可达到60 μg。提取的质粒内毒素含量<10 EU/μg可用于转染各种内毒素敏感性细胞系，原代细胞，或者直接进行微注射。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化。			
BW-MPD1222-A00-00	无内毒素质粒小提试剂盒II (磁珠法)	50 T	522.00
BW-MPD1222-A00-01		250 T	2221.00
BW-MPD1222-A00-02		1000 T	8875.00
试剂盒用于快速高效提取15~50 mL菌液的质粒DNA，最高产量可达到250 μg。提取的质粒内毒素含量<10 EU/μg，可用于转染各种内毒素敏感性细胞系，原代细胞，或者直接进行微注射。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化。			
BW-MPD1420-A00-01	无内毒素快速质粒中量提取 试剂盒 I (磁珠法)	10 T	589.00
BW-MPD1420-A00-02		25 T	1297.00
BW-MPD1420-A00-03		50 T	2550.00
试剂盒可快速、高效的从PCR、磷酸化、标记、和其他酶反应中，以及琼脂糖凝胶中回收纯化回收DNA片段。试剂盒采用磁珠法纯化技术，纯化100bp~10kb的DNA片段，最高回收率达80%以上。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化。			
BW-MDC3511-A00-00	琼脂糖凝胶DNA /PCR产物小量 回收试剂盒 (磁珠法)	50 T	189.00
BW-MDC3511-A00-01		250 T	805.00
BW-MDC3511-A00-02		1000 T	3213.00
BW-MDC3511-A32-10	琼脂糖凝胶DNA /PCR产物小量回收 试剂盒 (磁珠法) 32通道预装版	1x32	169.00
BW-MDC3511-A32-11		10x32	1690.00
BW-MDC3511-A32-12		20x32	3380.00
BW-MDC3511-A96-10	琼脂糖凝胶DNA /PCR产物小量回收 试剂盒 (磁珠法) 96通道预装版	1x96	507.00
BW-MDC3511-A96-11		4x96	2028.0
BW-MDC3511-A96-12		10x96	5070.00

货号	产品名称	规格	目录价(¥)
采用磁珠高效吸附DNA技术，可从150~200 ml菌液中提取到高达1.5 mg高拷贝质粒DNA。菌体经裂解处理后质粒DNA与磁珠相结合，经吸附、漂洗、洗脱，可得到高纯度质粒DNA，整个提取过程无需乙醇沉淀和酚氯仿抽提，本试剂盒可与核酸自动化提取仪进行匹配。			
BW-MPD1511-A00-01	质粒大量提取试剂盒(磁珠法)	10 T	840.00
BW-MPD1511-A00-02		25 T	1850.00
BW-MPD1511-A00-03		50 T	3450.00
采用磁珠高效吸附DNA技术，可从150~200 ml菌液中提取到高达1.0 mg转染级别的高拷贝质粒DNA。该试剂盒采用Buffer RET去内毒素系统，内毒素范围10-15 EU/ug。试剂盒可与核酸自动化提取仪进行匹配。			
BW-MPD1520-A00-01	无内毒素质粒大量提取试剂盒(磁珠法)	10 T	1150.00
BW-MPD1520-A00-02		25 T	2530.00
BW-MPD1520-A00-03		50 T	4640.00
试剂盒用于从唾液、口腔拭子等样本中提取DNA，磁珠法提取，可与核酸自动化提取仪进行匹配。			
BW-MGD2318-A00-00	唾液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)	50 T	590.00
BW-MGD2318-A00-01		250 T	2682.00
BW-MGD2318-A00-02		1000 T	9200.00
BW-MGD2318-A32-10	唾液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)32通道预装版	1x32	450.00
BW-MGD2318-A32-11		10x32	4380.00
BW-MGD2318-A32-12		20x32	8600.00
BW-MGD2318-A96-10	唾液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)96通道预装版	1x96	1350.00
BW-MGD2318-A96-11		4x96	5200.00
BW-MGD2318-A96-12		10x96	12500.00
试剂盒用于从200 μL-1 ml全血样本中提取基因组DNA，磁珠法提取，可与核酸自动化提取仪进行匹配。			
BW-MGD2311-A00-00	血液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)	50 T	590.00
BW-MGD2311-A00-01		250 T	2682.00
BW-MGD2311-A00-02		1000 T	9200.00
BW-MGD2311-A32-10	血液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)32通道预装版	1x32	450.00
BW-MGD2311-A32-11		10x32	4380.00
BW-MGD2311-A32-12		20x32	8600.00
BW-MGD2311-A96-10	血液基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)96通道预装版	1x96	1350.00
BW-MGD2311-A96-11		4x96	5200.00
BW-MGD2311-A96-12		10x96	12500.00
试剂盒用于石蜡包埋组织中基因组DNA的提取。经过独特的表面修饰的磁珠，结合核酸能力更强，洗脱更容易，适合于基因组DNA的磁珠自动化提取过程；实验操作步骤简单，纯化的DNA可直接用于各种下游操作，包括PCR、文库构建、测序分析等。试剂盒不使用二甲苯作为石蜡溶剂，从而增加操作人员和环境的安全性。			
BW-MGD2212-A00-00	石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)	50 T	980.00
BW-MGD2212-A00-01		250 T	4165.00
BW-MGD2212-A00-02		1000 T	16660.00
BW-MGD2212-A32-10	石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)32通道预装版	1x32	705.00
BW-MGD2212-A32-11		10x32	6843.80
BW-MGD2212-A32-12		20x32	13437.50
BW-MGD2212-A96-10	石蜡包埋组织基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)96通道预装版	1x96	2109.40
BW-MGD2212-A96-11		4x96	8125.00
BW-MGD2212-A96-12		10x96	18750.00
采用磁珠在不同条件下对核酸的吸附能力不同，可以快速简单的从细菌培养液中纯化到高纯度的质粒DNA，可从1~1.5 ml过夜培养的细菌培养液中提取10 μg高拷贝质粒DNA。			

货号	产品名称	规格	目录价(¥)
BW-MPD1812-01	磁珠法96孔质粒提取试剂盒	4x96	4737.00
BW-MPD1812-02		20x96	10896.00
试剂盒可用于新型冠状病毒（COVID-19）等的体外定性检测。可从被新型冠状病毒（COVID-19）感染的呼吸道和血清等样本中提取病毒RNA，所提RNA可用于Real-time RT-PCR实验。本系列产品上机 8分钟 可完成32/96个样本的核酸自动化提取，实现高通量快速纯化。			
BW-MR6531-01	MgPure病毒RNA纯化试剂盒	50 T	933.00
BW-MR6531-02		250 T	3967.00
BW-MR6532-01	MgPure病毒RNA快速纯化试剂盒(磁珠法)	50 T	980.00
BW-MR6532-02		250 T	4165.00
BW-MR6532-A32-10	MgPure病毒RNA快速纯化试剂盒(磁珠法) (32通道预装版)	1x32	705.00
BW-MR6532-A32-11		10x32	6843.80
BW-MR6532-A32-12		20x32	13437.50
BW-MR6532-A96-10	MgPure病毒RNA快速纯化试剂盒(磁珠法) (96通道预装版)	1x96	2109.40
BW-MR6532-A96-11		4x96	8125.00
BW-MR6532-A96-12		10x96	18750.00
试剂盒适合于从1-4mL体液(包括血浆，血清)中提取高纯度的游离DNA，用于PCR、Real-timePCR、二代测序建库等分子生物学实验。本系列产品可与核酸自动化提取仪进行匹配，实现高通量纯化。			
BW-MGD2320-A00-01	游离DNA提取试剂盒 (磁珠法)	50 T	3110.00
BW-MGD2320-A00-02		250 T	15500.00
BW-MGD2320-A00-03		1000 T	60000.00
试剂盒是用于从土壤/粪便样本中快速提取总DNA，适合于从≤0.5 g的粪便/土壤样品中提取高纯度的微生物或宿主细胞DNA。试剂盒采用磁珠法技术和独特的裂解液成分，可快速提取高质量总DNA，适合于自动化核酸平台，也可手动操作。纯化的DNA可直接用于PCR、Southern杂交、酶切、测序等实验。			
BW-MGD2430-A00-00	粪便/土壤基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)	50 T	1422.00
BW-MGD2430-A00-01		250 T	6533.00
BW-MGD2430-A00-02		1000 T	25000.00
试剂盒适合于从血清、血浆、牛奶、体液、培养液、拭子、组织匀浆液、肺泡灌洗液等样品中提取病毒DNA（如非洲猪瘟病毒，乙肝病毒），纯化的病毒DNA不含蛋白质和其他抑制杂质，可直接用于PCR，高通量测序，法医检测等下游实验；也可用于病毒DNA检测等实验。本试剂盒可以手动操作，也适用于高通量核酸纯化仪和自动化核酸工作站。			
BW-MR6535-A00-00	MgPure病毒DNA纯化试剂盒 (磁珠法)	50 T	980.00
BW-MR6535-A00-01		250 T	4165.00
BW-MR6535-A00-00		1000 T	16000.00
BW Express 16 全自动核酸提取仪是我司最新推出的用于DNA/RNA、蛋白和细胞等的全自动提取纯化系统，通过磁棒和磁棒套的吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/样品的转移，完成全自动提取纯化操作。搭配不同种类的磁珠核酸提取试剂，可同时操作1-16个样本，可以提取动、植物组织、血液及体液等样品。主要用于人体样本中的核酸提取、纯化。			
BW Express 16	 全自动核酸提取仪	台	56000.00



第一节 质粒纯化

货号	产品名称	规格	目录价(¥)
试剂盒是PD1211/PD1213/PD1218/PD1220四个试剂盒的完美结合。步骤一可以处理1~5 mL的菌液；步骤二可以处理1~12 mL的菌液；步骤三可10分钟快速提取1-2 mL的质粒DNA；步骤四可从1-5 mL菌液中得到转染级别的质粒DNA。			
BW-PD1228-01	全能型质粒小量提取试剂盒	50 T	244.00
BW-PD1228-02		250 T	1089.00
试剂盒采用硅胶离心柱高效可逆吸附质粒DNA技术，操作简单快速，可在25分钟内处理1~5 mL的菌液，可获得至多40 μg的质粒DNA。			
BW-PD1211-01	质粒小量提取试剂盒 I	50 T	189.00
BW-PD1211-02		100 T	330.00
BW-PD1211-03		250 T	804.00
试剂盒采用离心柱高效专一吸附质粒DNA技术，操作简单、快速，适合1~12 mL的菌液量，可获得至多120 μg质粒DNA，是一款质粒小提中量试剂盒。			
BW-PD1213-01	质粒小量提取试剂盒 II	50 T	300.00
BW-PD1213-02		100 T	452.00
BW-PD1213-03		250 T	1092.00
采用过滤柱过滤沉淀，摆脱了传统的离心去沉淀，省时，快捷，单次实验仅需10分钟即可处理1-2 mL菌液，至多可获得30 μg高质量的DNA。			
BW-PD1218-01	快速质粒小量提取试剂盒 (10分钟)	50 T	245.00
BW-PD1218-02		100 T	440.00
BW-PD1218-03		250 T	1089.00
25分钟内可快速处理100 mL菌液，至多获得500 μg高拷贝质粒DNA。吸附柱可拆卸的设计实现了最后的DNA洗脱可转移至1.5/2.0 mL的离心机上操作。			
PD1468-01	快速质粒中量提取试剂盒	10 T	435.00
PD1468-02		25 T	979.00
采用硅胶离心柱高效可逆吸附DNA技术，可以在60分钟内从15-50 mL菌液中提取到高达200 μg高拷贝质粒DNA。菌体经裂解处理后通过吸附柱，经吸附、漂洗、洗脱、可得到高纯度质粒DNA。整个提取过程无需乙醇沉淀和酚氯仿抽提。			
BW-PD1411-01	质粒中量提取试剂盒 I	10 T	330.00
BW-PD1411-02		25 T	725.00
采用硅胶离心柱高效可逆吸附DNA技术，可以在60分钟内从50-100 mL菌液中提取到高达500 μg高拷贝质粒DNA。菌体经裂解处理后通过吸附柱，经吸附、漂洗、洗脱、可得到高纯度质粒DNA。整个提取过程无需乙醇沉淀和酚氯仿抽提。			
BW-PD1412-01	质粒中量提取试剂盒 II	10 T	501.00
BW-PD1412-02		25 T	1106.00
在离心法质粒中量提取试剂盒基础上开发的快速过滤法提取试剂盒，采用特殊的过滤装置，直接过滤细胞裂解液，收集上清。可以在45分钟内从50 mL菌液中提取到高达250 μg高拷贝质粒DNA。			
PD1413-01	过滤法质粒中量提取试剂盒 I	10 T	393.00
PD1413-02		25 T	836.00
在离心法质粒中量提取试剂盒基础上开发的快速过滤法提取试剂盒，采用特殊的过滤装置，直接过滤细胞裂解液，收集上清。可以在45分钟内从100 mL菌液中提取到高达450 μg高拷贝质粒DNA。			
PD1414-01	过滤法质粒中量提取试剂盒 II	10 T	565.00
PD1414-02		25 T	1242.00
采用硅胶离心柱高效可逆吸附DNA技术，可在60分钟内从150~200 mL菌液中提取到至多1.5 mg高拷贝质粒DNA。菌体经裂解处理后通过吸附柱，经吸附、漂洗、洗脱、可得到高纯度质粒DNA，整个提取过程无需乙醇沉淀和酚氯仿抽提。			
BW-PD1511-01	质粒大量提取试剂盒(柱式法)	10 T	762.00
BW-PD1511-02		25 T	1677.00

